



NDO - DES 82 OS

Środek dezynfekcyjny

Typ: profesjonalny.

Płynny, kwaśny, utleniający środek dezynfekcyjny.

Zastosowanie:

NDO-DES 82OS jest przeznaczony do dezynfekcji instalacji, zbiorników, podłóg i ścian w przemyśle spożywczym. Może być stosowany do dezynfekcji poprzez zanurzenie, natrysk lub metodą cyrkulacyjną. Nadaje się do stosowania na powierzchniach wykonanych z aluminium, stali nierdzewnej, ocynkowanej, galwanizowanej gumy i tworzyw sztucznych.

Właściwości:

NDO-DES 82OS jest środkiem dezynfekcyjnym o bardzo szerokim spektrum działania. Zwalcza różnego rodzaju mikroorganizmy, takie jak: bakterie, grzyby, drożdże, itp.

Sposób użycia:

Przy myciu cyrkulacyjnym powierzchni wolnych od zanieczyszczeń organicznych zaleca się stosowanie od 0,1 do 0,5% roztworu wodnego **NDO-DES 82OS**.

W przypadku powierzchni zanieczyszczonych osadami organicznymi stosować 1 do 3% roztwórowodny. Przy codziennym myciu ścian i urządzeń metodą tradycyjną wolnych od zanieczyszczeń stosować 0,5% roztworu wodnego.

Czas działania 5 - 25 min.

Roztwór roboczy należy przygotować mieszając **NDO-DES 82OS** z zimną wodą. Stężenie **NDO-DES 82OS** zależy od temperatury, czasu działania i obciążenia organicznego. Uprzednie umycie powierzchni zapobiega możliwości powstania szczepów opornych.

Po dezynfekcji płukać mikrobiologicznie czystą wodą.

Dane produktu:

wartość pH: 2 w koncentracji

gęstość: 1150 kg/m³ w temp. 15°C.

Skład:

Nadtlenek wodoru - 20-60%

Kwas nadoctowy - 5-25%

Kwas octowy - 10-20%

Chronić przed dziećmi.

Trwałość: w zamkniętym opakowaniu 24 miesiące

Składowanie: pow. 0°C

Opakowanie: pojemniki 30l.

Atest PZH HŻ/00087/95

Pozwolenie Ministra Zdrowia 0111/03 - przeznaczenie kat. I, gr. 2,3,4

Prod. nr 927